

### 1. INTRODUCCIÓN.

Con este manual se pretende proporcionar al consumidor las instrucciones de uso y mantenimiento de la presente mascarilla higiénica.



EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EFECTUADAS EN EL EQUIPO POR PARTE DEL USUARIO.

### 2. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO.

**ADVERTENCIA:** Para utilizar esta mascarilla higiénica correctamente, es importante que siga estas instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si estás enfermo, esta mascarilla higiénica no es adecuada. Busque consejo médico

**ADVERTENCIA:** Esta mascarilla higiénica no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento UE 2017/745 (máscaras quirúrgicas) ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE 2016/425 (dispositivos de protección respiratoria)

**ADVERTENCIA:** Verifique que la mascarilla siempre se ajusta correctamente y cubre su nariz boca y barbilla. Se recomienda que esta mascarilla higiénica se use sobre la piel desnuda; Las barbas pueden reducir la eficiencia de filtración por debajo de los límites establecidos.

**ADVERTENCIA:** Esta mascarilla higiénica no reemplaza las medidas de protección (lavado de manos regular, separación física, contacto reducido con otras personas). Minimiza la proyección de las gotas de saliva respiratoria del usuario en el medio ambiente.

**ADVERTENCIA:** No la use cuando practique una actividad física intensa.

### 3. INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN.

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.



4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.



5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.



6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.



8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.

9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón, o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



### 4. RETIRADA DE LA MASCARILLA.

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Si corresponde, quítese los guantes protectores.
2. Lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una solución hidroalcohólica.



3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.



4. Para desechar la mascarilla se debe de Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico como se describe en el apartado 5 del presente manual.

5. Para reutilizar la mascarilla consérvela en un recipiente específico (bolsa de plástico limpia).



6. Volver a lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

7. Limpie el exterior del recipiente con un producto específico de limpieza.



### 5. ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, ver figura a continuación). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.



Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

### 6. DURACIÓN DE USO MÁXIMO RECOMENDADO.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla sólo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con estas instrucciones el apartado 4.

No se debe de usar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de almacenar temporalmente la mascarilla, se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

